

ITO Musexer Fit

イトー マセクサーフィット



電磁パルスで座って鍛える 骨盤底筋ケアマシン

骨盤底筋の衰えは尿もれや姿勢の悪化など多くの問題を引き起こします。
「イトー マセクサーフィット」は座るだけで、
鍛えにくい骨盤底筋を効果的にトレーニングすることができます。



イトー マセクサーフィット 5つのポイント

着衣のまま

座るだけ

簡単操作

持ち運びが
可能

コストは
電気代のみ

着衣のまま座るだけで手軽にトレーニングが可能



SEMS(電磁パルス)が深層の筋肉にアプローチ

非接触型SEMS(電磁パルス)方式

非接触型のSEMSは、体表から直接筋肉に刺激を与えます。表層の筋肉だけでなく、深層の筋肉までアプローチすることができます。



ボディへのアプローチが可能なマセクサー専用プローブ(ボディ用)(別売)



マセクサー専用プローブ(ボディ用)を使用することで、お腹や二の腕、脚などへのアプローチが可能となります。気になる部位の筋肉トレーニングにおすすめです。



マセクサー専用プローブ(ボディ用)(別売) ¥180,000(税抜)



簡単に操作できるインターフェイス



コンパクトサイズで持ち運びが便利



ランニングコストは電気代のみ

本体が収納できる専用チェア



イトー マセクサーチェア(別売) ¥62,000(税抜)



レザーは3色からお選びいただけます。

仕様	
消費電力	1500W
磁力	最大7テスラ
ホース長さ	約170cm
液晶サイズ	7インチ
サイズ	本体:(W)310×(D)410×(H)200(mm) クッション:(W)450×(D)430×(H)100(mm)
重量	本体:約5.4kg クッション:約5kg



メーカー希望小売価格 ¥798,000(税抜)

お問い合わせ先

発売元



伊藤超短波株式会社 メディカル営業部

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8 <https://www.medical.itolator.co.jp/>

【営業所】

札幌 TEL.011(820)2830 FAX.011(842)1562
仙台 TEL.022(306)7667 FAX.022(306)7688
埼玉 TEL.048(254)1013 FAX.048(254)1014
東京第一 TEL.03(3812)1217 FAX.03(3814)4587
東京第二 TEL.03(3812)4151 FAX.03(3814)4587

名古屋 TEL.052(701)4515 FAX.052(701)6905
大阪 TEL.072(242)1043 FAX.072(242)1040
広島 TEL.082(292)3330 FAX.082(292)3331
福岡 TEL.092(573)6053 FAX.092(573)0218

